

A ADRESSER AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EVA
76 CHEMIN BOUDOU - 31140 LAUNAGUET TEL : 05 62 10 49 00

DEMANDEUR

Nom : _____ Prénom : _____ Date de naissance : ____ / ____ / ____
 Adresse : _____ Lieu de naissance : _____
 Code postal : _____ Ville : _____ Pays : _____
 Tél : _____ E-mail : _____ @ _____

(Rapport d'analyse transmis sous forme de fichier protégés (pdf) afin de préserver l'intégralité du document)

DESCRIPTIF DU POINT DE CONTROLE

Rayer la mention inexacte : **PUITS - SOURCE - CAPTEE - RESEAU - AUTRE**

Date de prélèvement : ____ / ____ / ____ Heure de prélèvement : _____ Prélèvement effectué par : _____

Adresse précise du lieu de prélèvement : _____ Utilisation : _____

☐ Je souhaite une conclusion relative aux exigences de qualité fixées par le code de la Santé Publique pour les Eaux Destinées à la Consommation Humaine sur les paramètres recherchés (arrêté du 30/12/22 et 11/01/07).

ANALYSES REALISEES (vous retrouverez au verso les caractéristiques des paramètres recherchés)

DESIGNATION	METHODE
MICROBIOLOGIE	
Micro-organismes revivifiables à 22°C et 36°C	NF EN ISO 6222
Escherichia coli	NF EN ISO 9308-1 v 2000
Bactéries coliformes	NF EN ISO 9308-1 v 2000
Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2
Spores de micro-organismes anaérobies sulfite-réducteurs	NF EN ISO 26461-2
PHYSICO-CHIMIE	
Aspect : couleur, odeur, saveur (qualitatif)	Méthode interne
pH	NF EN ISO10523
Conductivité	NF EN 27888
Turbidité	NF EN ISO 7027-1
Oxydabilité au permanganate à chaud (milieu acide)	NF EN ISO 8467
Ammonium par microflux séquentiel	Méthode interne I-CHG-076
Chlorures	NF EN ISO 10304-1
Nitrites par chromatographie	NF EN ISO 10304-1
Sulfates	NF EN ISO 10304-1
Titre hydrométrique (TH - Dureté)	NFT 90 003
Titre alcalimétrique complet (TAC)	NF EN ISO 9963-1

TARIF : 116.26€ TTC (Flaconnage inclus)

Flaconnage fournis :

1 Flacon MP P 500mL (Bactériologie) + 1 Flacon transparent de 250mL (Couleur Odeur Saveur) + 1 Flacon PE 1L (Chimie)

Si vous souhaitez que le Laboratoire départemental EVA réalise le prélèvement, merci d'envoyer une demande de devis à ld31.commercial@cd31.fr ou bien appeler le 05 62 10 48 91

DATE ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

Autorise à envoyer le rapports d'analyses à l'adresse mail ci-dessus.

Le : _____ A : _____

 Signature

Réception Labo le _____ à _____ par _____
 Enregistrement le _____ à _____ par _____



LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 31
HAUTE-GARONNE

BON DE COMMANDE PUITS A USAGE PRIVATIF

E-ECH 017 V.10

TARIF 2026

A ADRESSER AU LABORATOIRE DEPARTEMENTAL EVA
76 CHEMIN BOUDOU - 31140 LAUNAGUET TEL : 05 62 10 49 00

CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES

Vous souhaitez analyser votre eau de puits pour différentes raisons, arrosage de votre potager, remplissage de votre piscine, raccordement sur les sanitaires de votre maison ou bien tout simplement avoir une idée de la qualité de votre eau de puits à l'instant T. Toutes ces raisons amènent à analyser un certains nombres de paramètres bien définis.

Micro-organismes revivifiables à 22°C et 36°C : Une concentration trop élevée est indésirable.

Bactéries coliformes : Germes de l'Environnement

Escherichia coli et Entérocoques intestinaux : Ce sont des témoins de contaminations fécales, (pollutions par des eaux d'égouts, animaux...). Ils peuvent provoquer des troubles intestinaux.

Spoires de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs : Indicateur de contamination ancienne.

Aspect : Couleur odeur saveur : Permet d'avoir une vision qualitative de la qualité, un changement serait anormal.

pH : Un pH trop bas pourrait engendrer de la corrosion, un pH trop haut de l'entartrage.

Turbidité : Désigne la teneur d'un fluide en matières qui le troublent.

Oxydabilité au permanganate à chaud : Permet l'estimation de la pollution organique totale de l'eau.

Ammonium : L'ammonium dans l'eau traduit habituellement un processus de dégradation incomplet de la matière organique.

Nitrites, Nitrates : La présence de nitrates/nitrites dans l'eau peut résulter de l'utilisation d'engrais chimiques et de fumiers, d'installations septiques déficientes, de la décomposition de matières végétales et animales.

Chlorures, Sulfates : Proviennent généralement du sol, accentue la corrosion des éléments métalliques.

Titre hydrométrique (TH-Dureté) : est l'indicateur de la minéralisation de l'eau. Elle est due uniquement aux ions calcium et magnésium. Une eau trop dure peut provoquer l'apparition de tartre.

Titra Alcalimétrique Complet (TAC) : Le TAC correspond aux « carbonates » qui, avec la dureté, forment le calcaire.

Certains paramètres ne sont pas inclus dans le pack d'analyses (ex : Pesticides, métaux...), si vous souhaitez d'autres paramètres, nous vous invitons à vous rapprocher du Laboratoire pour toute demande spécifique. (ld31.commercial@cd31.fr)

METHODOLOGIE

- 1) Se laver les mains avant le prélèvement
- 2) Pour le flacon 1L Blanc, rincer celui-ci 3 fois avec l'eau à analyser. Le remplir à ras bord.
- 3) Pour le flacon transparent de 250mL, rincer celui-ci 3 fois avec l'eau à analyser. Le remplir jusqu'à l'épaule.
- 4) Pour le flacon 500mL (bouchon rouge), remplir jusqu'à l'épaule sans faire déborder. (Conservateur à l'intérieur).
- 5) Conserver les échantillons dans la boîte isotherme au frais.
- 6) A ramener dans les 12 heures après le prélèvement.

RESULTATS

Vos résultats d'analyses vous seront communiqués par mail à l'adresse indiquée ci-dessus sous 7 à 10 jours ouvrés après réception des échantillons au Laboratoire. (Le LD31EVA ne sera en aucun cas responsable d'un défaut de confidentialité sur l'adresse listée ci-dessus).